

Pumpen-Registrierung

Danke für 40 Jahre Vertrauen

Wir feiern 40 Jahre Pumpenkompetenz. Feiern Sie mit und sichern Sie sich 40 Monate Jubiläumsgarantie*.

* Voraussetzung ist eine Registrierung innerhalb von 3 Monaten nach Kauf (ab 1.01.2019).
Hinweise zur den Garantiebestimmungen entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.



Tipps & Tricks

Zur Registrieren Ihrer Pumpe benötigen Sie die Seriennummer vom Typenschild. Einige Beispiele sind hier abgebildet.

Seriennummer im Barcode
6 -stellig, ohne die führende 0

Seriennummer auf Typenschild
gekennzeichnet mit: Ser. Nr. oder S/N

Seriennummer ist eingraviert

